

# Hotgen

## Laien-/Selbsttest (Nasal)

Anwendungsgebiete

## Covid-19 Antigen Schnelltest

Produktfamilie

## 5640-S-057/21

Aktenzeichen der Sonderzulassung des BfArM

## DE-93078466

Artikelnummer



**1 Stück**

je Einheit

**320 Stück**

je Masterkarton

**5.760 Stück**

je Palette

Schnelltest für den qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2-Nukleokapsid Antigenen in Abstrichen der vorderen Nasenhöhle (Nasen-Abstrich). Er dient zur Unterstützung der Diagnose einer SARS-CoV-2 Infektion, die zu einer Covid-19 Erkrankung führen kann. Der Test ist sowohl für symptomatische als auch asymptomatische Personen geeignet. Minderjährige müssen beim Test von einer volljährigen Person unterstützt werden. Es wird empfohlen, diesen Test lediglich als Ergänzung zu anderen diagnostischen Verfahren einzusetzen. Der Test kann außerhalb von Labors und ohne weitere Reagenzien o.ä. durchgeführt werden.

**Anwendungshinweise:** Lesen Sie die mitgelieferten Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Kit verwenden. Das Testergebnis nach spätestens 30 Minuten ablesen; längere Wartezeiten können das Ergebnis verfälschen. Führen Sie den Test bei Raumtemperatur (15-30°C) durch und waschen oder desinfizieren Sie Ihre Hände, bevor Sie beginnen.

**Lagerung und Transport:** Das Produkt muss sauber und trocken gelagert werden. Temperaturbereich von +4°C bis +30°C. Das Produkt darf nur in der Originalverpackung transportiert werden. Achten Sie bitte auf ungeöffnete und unbeschädigte Originalverpackungen.

**Haltbarkeit:** Das Haltbarkeitsdatum entnehmen sie der Produktverpackung, in der Regel 12 Monate ab Herstellung bei sachgemäßer Lagerung. Haltbarkeit vor dem Gebrauch überprüfen.

**Standard:** EN ISO 13485:2016



### Produktvorteile

- Einfach in der Handhabung
- Ergebnis nach 15 Minuten
- Anwendung ohne Labor
- 96,30 % Sensitivität
- 99,13 % Spezifität